

**Zirkonzahn<sup>®</sup>**

*Human Zirconium Technology*



**FRESCO CERAMICS**

*La Cultura Zirkonzahn*

## FRESCO GINGIVA Y FRESCO ENAMEL

*Con las nuevas pastas cerámicas Fresco Gingiva y Fresco Enamel se pueden estratificar rápida y fácilmente estructuras monolíticas así como estructuras ligeramente reducidas en la zona gingival y vestibular.*

*La caracterización con Stains ya no es necesaria, especialmente en la zona gingival, ya que se puede conseguir la reproducción de la encía natural aplicando las pastas cerámicas.*

*En comparación con la cerámica convencional, la cerámica Fresco permanece húmeda durante mucho más tiempo y puede modelarse durante varias horas. La consistencia de la cerámica puede personalizarse aún más, añadiendo los dos líquidos de mezcla Fresco Liquid y Fresco Gel, según el método de trabajo preferido. Debido a la alta densidad primaria, la cerámica tiene una contracción muy baja. Esto significa que, un ciclo de cocción del Fresco es suficiente para terminar la forma del diente y la encía, después de la primera cocción.*

*Con este método de cocción se pueden procesar simultáneamente estructuras de zirconia de diferentes tamaños. Por lo tanto, no es necesario modificar parámetros como el tiempo de mantenimiento y/o la temperatura: los parámetros de calentamiento y enfriamiento son, de hecho, los únicos que deben ajustarse, ya que estos valores están directamente relacionados con el tamaño y la masa de la estructura de zirconia.*

*Si hay que realizar una cocción de corrección, se pueden utilizar los mismos parámetros. Esto garantiza resultados excelentes con un ciclo de cocción muy sencillo pero eficaz.*



MÁS INFORMACIÓN



# 100% PASIÓN

*TPD Alexander Lichtmannegger – Zirkonzahn Education Center Brunico, Sudirol, Italia*



*Técnica „Double Screw Metal“*



## FRESCO CERAMICS

### EL NUEVO ARTE DE LA ESTRATIFICACIÓN

- Pasta cerámica para la estratificación rápida y fácil de la zona vestibular (Fresco Enamel) y la zona gingival (Fresco Gingiva)
- Indicada para estructuras en zirconia tanto monolíticas como estructuras ligeramente reducidas
- Garantizada reproducción gingival natural con Fresco Gingiva, no es necesaria la caracterización con Stains
- Excelentes propiedades de modelado gracias a su consistencia pastosa que puede personalizarse agregando Fresco Gel e Fresco Liquid según el método preferido de trabajo
- Mínima contracción gracias a la alta densidad primaria y al eficiente proceso de cocción
- Gama de colores: Fresco Gingiva 1 a 6, así como Fresco Enamel Fluo, Opal, Transpa 3, Transpa Neutral, Transpa Orange y Transpa Grey



## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

Si desea conocer a nuestros afiliados comerciales en su propio país, consulte nuestra página web

**NUEVO**

### SET FRESCO ESSENTIAL

#### OPCIONAL:

Fresco Enamel Transpa Orange y  
Fresco Enamel Transpa Grey



WEAB5378ES=