

# Zirkonzahn<sup>®</sup>

*Human Zirconium Technology*



**100% ZIRCONE PRETTAU<sup>®</sup> – MADE BY CAD/CAM**

*« La zircone a besoin de héros » Enrico Steger*

## *Bridge Prettau® : une solution simple dans un cas difficile*

Dans le cas exposé ici, la forte résorption osseuse et l'importante dysgnathie qui en résulte posent un problème esthétique et fonctionnel de taille. Après le relevé des antécédents, le traitement est testé à l'aide de deux provisoires en résine. Une fois essayés et adaptés en bouche, les provisoires sont transférés en Zircon Prettau®.

**Les raisons de choisir la Zircon Prettau® sont nombreuses :**

1. Biocompatibilité et possibilités de nettoyage. Les dents du maxillaire ne peuvent pas être positionnées sur la crête, de sorte qu'elles doivent être conçues pour faciliter leur nettoyage.
2. Solidité et bonne tenue passive. Ces qualités sont indispensables car des implants zygomatiques sont utilisés.
3. Fiabilité et esthétique. Le maxillaire et la mandibule ont tous deux besoin d'être traités et il est donc très important que les points de contact soient faits en Zircon Prettau®, afin d'éviter le bris de copeaux de céramique tout en obtenant une solidité suffisante, une bonne esthétique et des paramètres fonctionnels satisfaisants.
4. Possibilité de teinter la fausse gencive en rose. Le liquide teintant sans acide Color Liquid Prettau® Aquarell et la technique de peinture spécialement étudiée permettent de donner à la structure une teinte de fond naturelle. En conséquence, la céramisation peut se faire en couche très minces. En revanche, les points de contact avec les muqueuses, tous les contacts centrés et la surface de glissement occlusale sont laissés en Zircon Prettau®.

Les bases en titane correspondantes sont anodisées puis collées dans la structure.



## *Prettau® Bridge*

Prothésiste : Fabio Levratto, Principauté de Monaco

Traitement : Pr. Gérard Scortecci, Nice, France



# Zirkonzahn®



*Fraisé avec le système de CFAO 5-TEC*

## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

*ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – Tel +33 388 23 30 97 – info@zirkonzahn.com*

*ROTEC – Tel +33 240 62 11 02 – Fax +33 240 24 72 15 – contact@rotec.fr – www.rotec.fr*



WEAA5758=

*Toutes les informations sont susceptibles de modifications. Sauf erreur ou omission. Version: 18/09/2015*