

**Zirkonzahn<sup>®</sup>**

*Human Zirconium Technology*



**FRESCO CERAMICS**

*La Cultura Zirkonzahn*

## FRESCO GINGIVA E FRESCO ENAMEL

*Con le nuove paste ceramiche Fresco Gingiva e Fresco Enamel, la stratificazione nelle zone gengivali e vestibolari di strutture in zirconia monolitiche o leggermente ridotte diventa ora molto più semplice e veloce. Specialmente nella zona gengivale, la caratterizzazione con stain non è più necessaria: la sola pasta ceramica è sufficiente per ottenere una gengiva dall'aspetto totalmente naturale.*

*Rispetto alle ceramiche convenzionali, le ceramiche Fresco rimangono umide per un tempo molto più lungo e possono essere modellate per diverse ore. La consistenza delle ceramiche può essere ulteriormente personalizzata aggiungendo i due liquidi di miscelazione Fresco Liquid e Fresco Gel, a seconda del metodo di lavoro preferito. Grazie alla loro elevata densità primaria, le ceramiche presentano una contrazione molto bassa. Per questo motivo, un solo ciclo di cottura (cottura n. 2 dei Fresco) con la ceramica Fresco è sufficiente per finalizzare la forma del dente e della gengiva dopo la prima cottura (cottura n. 1 dei Fresco). Con questo metodo di cottura, è possibile cuocere simultaneamente strutture in zirconia di diverse dimensioni. Non è quindi necessario modificare parametri come il tempo di mantenimento e/o la temperatura: gli unici parametri da adattare sono i tassi di riscaldamento e di raffreddamento, in quanto sono direttamente associati alla dimensione e alla massa della struttura in zirconia.*

*Un'eventuale cottura di correzione può essere effettuata adottando gli stessi parametri. Questo significa che si possono ottenere risultati stabili con un ciclo di cottura molto semplice ma efficiente.*



MAGGIORI  
INFORMAZIONI



# 100% PASSIONE ARTISTICA

*Odt. Alexander Lichtmanegger – Zirkonzahn Education Center Brunico, Alto Adige, Italia*



*Double Screw Metal*



## FRESCO CERAMICS

### LA NUOVA ARTE DELLA STRATIFICAZIONE

- *Paste ceramiche per la stratificazione delle aree gengivali e vestibolari*
- *Per le strutture in zirconia monolitiche o leggermente ridotte*
- *Riproduzione naturale della gengiva solamente con Fresco Gingiva; l'applicazione di stain non è necessaria*
- *Proprietà di modellazione eccellenti grazie alla consistenza pastosa, che può essere ulteriormente personalizzata aggiungendo Fresco Liquid e Fresco Gel*
- *Bassa contrazione grazie all'alta densità primaria e al controllo efficiente della cottura*
- *Spettro cromatico: Fresco Gingiva da 1 a 6, Fresco Enamel Fluo, Opal, Transpa 3, Transpa Neutral, Transpa Orange e Transpa Grey*



## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

### SET FRESCO ESSENTIAL

**NUOVO**

#### OPZIONALE:

*Fresco Enamel Transpa Orange e  
Fresco Enamel Transpa Grey*



WEAB53781T=