

## Mode d'emploi

### Utilisation du Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment



Les pigments colorés ajoutés au Colour Liquid Prettau® Aquarell pour permettre une meilleure définition des couleurs peuvent s'évaporer peu à peu (en cas de stockage incorrect). Ils peuvent être ravivés en ajoutant Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment. Selon vos préférences, vous pouvez ajouter plus ou moins de Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment pour obtenir une couleur plus ou moins intense.

### Classification de la couleur :

Colour Liquid Prettau® Aquarell	A1 – D4	Cervical A-D	Incisal Blue	Incisal Grey	Incisal Violet	Orange 1	Brown 2	Tissue A-C
Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment	A1 – D4	Orange	Blue	Grey	Violet	Orange	Brown	Tissue

## 1 INDICATIONS



Les pigments bio calcinables de Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment sont utilisés pour raviver les Colour Liquid Prettau® Aquarell. Avant d'appliquer le Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment, assurez-vous que la couleur de ce dernier correspond à la couleur de Colour Liquid Prettau® Aquarell !

## 2 PRÉPARER LE COLOUR LIQUID AQUARELL BIO-PIGMENT



Bien agiter le Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment avant l'usage.

## 3 OUVRIR



Ouvrez les deux flacon.

## 4 AJOUTER BIO-PIGMENT



Ajouter Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment au Colour Liquid Prettau® Aquarell (1-2 gouttes de pigments bio par cm de liquide dans le flacon) Pour obtenir une couleur encore plus intense, on peut ajouter un peu plus de Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment.

## 5 MÉLANGER



Bien agiter le flacon avec le Colour Liquid Prettau® Aquarell pour mélanger les deux liquides.

## 6 APPLIQUER



Le Colour Liquid Prettau® Aquarell ravivé est maintenant prêt pour l'application !



DRAA1271=