

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



ALL ZIRCONIA

Zirconia Prettau

Il Prettau Bridge è stato infiltrato, con due colori prima della sinterizzazione, applicando i colori speciali (Colour Liquid Prettau) con un pennello esente da metallo.

E' stato necessario preparare una struttura secondaria a causa della divergenza assiale della protesi nelle regioni premolare . La struttura è stata fissata alla parte protesica primaria per mezzo di un raccordo a vite. L'insieme della costruzione è costituito da 100 % di zirconia e soltanto la zona di color rosa è stata rivestita con ICE Ceramica Tissue di colore diverso.



Zirconia Prettau

Georg Walcher, Alto Adige e Dr. Fernando Rojas-Vizcaya, Spagna



Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



fresato con il sistema Zirkonzahn



WEAA5808=