


**Zirkonzahn®**

*Human Zirconium Technology*



## **BITE SPLINTS**

*Modulo Software CAD/CAM*











## MODULO SOFTWARE CAD/CAM BITE SPLINTS

*Modulo per la produzione di bites di svincolo individuali*

- *Simulazione dei movimenti di lateralità e protrusione attraverso l'articolatore virtuale con determinazione precisa dei punti di contatto e degli svincoli in modo dinamico e automatico*
- *Modellazione individuale*
- *Regolazione della ritenzione sui sottosquadra, dello spessore e della levigatura superficiale*
- *Possibilità di fresatura in vari materiali plastici*

*Codice articolo: SY0530*





**Zirkonzahn®**



## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

*Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com*

*Fresato con il sistema CAD/CAM MI Wet Heavy Metal*



WEAA5893=

*Tutti i dati sono soggetti a modifiche. Salvo errori ed omissioni. Versione: 20/03/2018*