

ZIRCONIA DALLE DOLOMITI

LE DOLOMITI – LA NOSTRA FONTE DI FORZA ED ISPIRAZIONE

Al pari di questo monolite naturale, la zirconia è il miglior materiale dentale presente in natura. Con la mente ispirata da questa divina bellezza e guidati dal nostro animo scientifico, perfezioniamo la zirconia con proprietà uniche e speciali. Le doniamo luminosità, e una resistenza che sopravvive alla nostra stessa vita. Plasmare questo nobile materiale ci trasmette una sensazione incredibile: la consapevolezza di fare esattamente la cosa giusta.

PRETTAU®

LA PIÙ COSTOSA - PER I PAZIENTI CHE APPREZZI



PRETTAU® DISPERSIVE®

ZIRCONIA CON GRADIENTE DI COLORE NATURALE

Profondamente convinto delle proprietà di questo materiale, ho deciso di trarne il meglio per noi odontotecnici. Ci è voluto molto più di quanto pensassi inizialmente: materie prime di alta qualità, processi di produzione e pulizia costosi, concetti di colorazione, forni di sinterizzazione, strategie di fresatura manuali poi digitali, soluzioni nuove e tecniche di lavoro sempre innovative.

Zirconia Prettau®: un nome, profondamente legato all'Alto Adige, la mia terra d'origine. Un impegno e una promessa. Vogliamo che la strada della Prettau® segua la direzione del design monolitico e con la nostra nuova linea Prettau® Dispersive® abbiamo centrato ancora una volta il nostro obiettivo. Queste tipologie di zirconia vengono dotate già in fase di produzione di sfumature di colore naturali, grazie a una tecnica che non distribuisce i colori in strati ma li "disperde" in modo uniforme.

Con la Gradual-Triplex-Technology, per la nuova zirconia Prettau® 3 Dispersive®, abbiamo messo a punto un triplo gradiente: oltre al colore, la sfumatura interessa anche la traslucenza e la resistenza alla flessione. Mentre la traslucenza si affievolisce verso il collo del dente ed è estremamente elevata a livello del bordo incisale, la resistenza alla flessione diminuisce verso il bordo incisale risultando estremamente elevata a livello del colletto. La zirconia è, e rimarrà sempre, la nostra passione. E il nostro orgoglio.

Puoi contarci!

Enrico Steger *Flavia Steger*

PRETTAU® 2
DISPERSIVE®

Traslucenza ★★★★☆
Resistenza alla flessione ★★★★★ (per arcate complete)
1200 MPa*
Colorazione opzionale: caratterizzazione con Colour Liquids intensivi
Con sfumature di colore naturali
Temperatura di sinterizzazione 1600 °C
Design monolitico nei settori anteriore e posteriore

PRETTAU® 3
DISPERSIVE®

Traslucenza ★★★★☆
Resistenza alla flessione ★★★★☆ (per ponti a più unità su barra)
Incisale 670 MPa* – Cervicale 1200 MPa*
Colorazione opzionale: caratterizzazione con Colour Liquids intensivi
Gradual-Triplex-Technology** : con triplo gradiente di colore, resistenza alla flessione e traslucenza
Temperatura di sinterizzazione 1500 °C
Design monolitico nei settori anteriore e posteriore

PRETTAU® 4 ANTERIOR®
DISPERSIVE®

Traslucenza ★★★★★
Resistenza alla flessione ★★★★☆ (per ponti fino a tre unità)
670 MPa*
Colorazione opzionale: caratterizzazione con Colour Liquids intensivi
Con sfumature di colore naturali
Temperatura di sinterizzazione 1500 °C
Design monolitico nei settori anteriore e posteriore

**** Gradual-Triplex-Technology**: zirconia di alta qualità dotata già in fase di produzione da un triplo gradiente di colore, traslucenza e resistenza alla flessione. Il risultato è un restauro dall'aspetto totalmente naturale con una resistenza alla flessione estremamente elevata a livello del colletto ed eccellente traslucenza a livello del bordo incisale.

*Valore medio di resistenza alla flessione biassiale risultante da diverse serie di test

Zirkonzahn®

SCALE COLORI DISPONIBILI
A FORMA DI PREMOLARE,
DI INCISIVO INFERIORE
E SUPERIORE E CON
LEGGERO CUT-BACK, PER
LA CARATTERIZZAZIONE
INDIVIDUALE

NOVITÀ! ZIRKONZAHN SHADE GUIDES

Scale colori di alta qualità
in zirconia monolitica
Prettau® 2 Dispersive®,
Prettau® 3 Dispersive® e
Prettau® 4 Anterior® Dispersive®

Per lo studio dentistico consigliamo
l'uso della nostra scala colori

Zirkonzahn Shade Guide Prettau® Line.

Queste pagine sono destinate a un pubblico internazionale. Non tutti i prodotti menzionati sono disponibili in tutti i paesi. L'area di applicazione dei prodotti può variare a seconda del paese. Contattare il proprio Team di Vendita per informazioni più dettagliate. Tutti i dati sono soggetti a modifiche. Salvo errori ed omissioni. Versione: 31/10/2023

MAGGIORI
INFORMAZIONI



WEAB5375IT=

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com