

FACE HUNTER

NEU

Scanner zur fotorealistischen 3D-Digitalisierung von Gesichtern als Arbeitsgrundlage für die Herstellung von individuellem Zahnersatz

Artikelnummer: SYAA0310

Besonderheiten im Überblick

- Planungssicherheit für Zahntechniker, Zahnarzt und Patient durch die Herstellung von Zahnrestorationen in Bezug auf die Gesichtsphysiognomie des Patienten
- Intuitive Bedienung: Digitalisierung mit nur einem Klick
- Hohe Scangeschwindigkeit: unter 0,3 s pro Gesicht
- Optimal in den Zirkonzahn-Workflow integriert: über ein patentiertes Verfahren werden die Gesichtsscans in Kombination mit Scanner S600 ARTI in der Modelliersoftware Zirkonzahn.Modellier hinterlegt
- Ideal zur Veranschaulichung der Arbeit und Patientenberatung in Kombination mit Software-Modul CAD/CAM Reality-Mode (fotorealistische Darstellung in Echtfarben)
- Darstellungen im PDF- oder OBJ-Format exportierbar
- Mit Laptop auch mobil einsetzbar



Größe (H x B x T)	31,3 x 9,8 x 25,1 cm
Gewicht	ca. 6 kg
Scandauer pro Gesicht	Unter 0,3 Sekunden
Kompatibilität	Optimal in den Zirkonzahn-Workflow integriert
Schnittstellen	Darstellungen im PDF- oder OBJ-Format exportierbar



Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen. Version: 28.11.2013