

FACE HUNTER

NUEVO

*Escáner para registrar digitalmente el rostro en 3-D.
Registra en forma real la cara del paciente como base de trabajo
para la elaboración de restauraciones dentales personalizadas*

Código del Artículo: SYAA0310

Particularidades

- Más seguridad para el técnico dental, el dentista y el paciente en la planificación de la elaboración de restauraciones dentales de acuerdo a la fisonomía de la cara del paciente
- Manejo sencillo: digitalización con un solo clic
- Alta velocidad de escaneado: menos de 0,3 segundos por cara
- Óptima integración en el flujo de trabajo de Zirkonzahn: con un método patentado y en combinación con el Escáner S600 ARTI, los datos del escaneado del rostro serán integrados y depositados en el software de modelación Zirkonzahn.Modellier
- Ideal para la visualización del trabajo combinándolo con el Módulo de software CAD/CAM Reality Mode (representación realista en los colores naturales de los dientes y de la encía)
- Visualizaciones exportables en formato PDF u OBJ
- También utilizable fuera del laboratorio con un ordenador portátil



Tamaño (Y x X x Z)	31,3 x 9,8 x 25,1 cm
Peso	aprox. 6 kg
Duración de escaneado por cara	Menos de 0,3 segundos
Compatibilidad	Óptima integración en el flujo de trabajo de Zirkonzahn
Sistema abierto	Visualizaciones exportables en formato PDF u OBJ



Todas las informaciones son sujetas a cambios. Salvo error u omisión. Versión: 28.11.2013