

FACE HUNTER

NOVITÀ

Scanner per la registrazione in formato 3D del viso del paziente, utile come base di lavoro per l'elaborazione di protesi dentarie

Codice articolo: SYAA0310

Principali caratteristiche

- Pianificazione del lavoro dell'odontotecnico e del dentista attraverso l'utilizzo della reale fisionomia del paziente
- Utilizzo intuitivo: digitalizzazione con un solo click
- Alta velocità di scansione: meno di 0,3" per viso
- Integrato perfettamente nel flusso di lavoro Zirkonzahn: le scansioni del viso sono compatibili con i dati provenienti dallo Scanner S600 ARTI ed inseribili facilmente nel software "Zirkonzahn.Modellier", secondo un processo in via di brevetto
- In combinazione con il modulo software "Reality-Mode CAD/CAM" (con colori naturali dei denti), è ideale per la pre-visualizzazione del lavoro e la sua condivisione con il paziente
- Possibilità di esportazione della simulazione in formato PDF o OBJ
- Utilizzabile anche fuori dal laboratorio odontotecnico tramite PC portatile



Misure (L x A x P)	31,3 x 9,8 x 25,1 cm
Peso	ca. 6 kg
Tempo di scansione di un viso	Meno di 0,3 secondi
Compatibilità	Integrato perfettamente nel flusso di lavoro Zirkonzahn
Tipo interscambio dati	Esportazione di files PDF o OBJ



Tutti i dati sono soggetti a modifiche. Salvo errori ed omissioni. Versione: 28.11.2013