

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



ALL ZIRCONIA

Prettau Zirkon

Die Prettau Brücke wurde vor dem Sintern zweifarbig eingefärbt, indem spezielle Farben (Colour Liquid Prettau) mit einem metallfreien Pinsel aufgetragen wurden.

Wegen der starken Divergenz der Implantate in regio Prämolaren musste eine Sekundärstruktur gefertigt werden. Diese wurde mittels einer Verschraubung auf dem Primärteil fixiert. Die gesamte Konstruktion besteht zu 100% aus Zirkon, lediglich der rosafarbene Bereich wurde mit ICE Keramik Tissue verschiedenfarbig verblendet.



Prettau Zirkon

Georg Walcher, Südtirol und Dr. Fernando Rojas-Vizcaya, Spanien



Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



Gefräst mit Zirkonzahn Frässystem



WEAA5308=