

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



100% PRETTAU ZIRKON - MADE BY CAD/CAM


„Zirkon braucht Helden“ Enrico Steger

Prettau Zirkon

Um die Funktionalität dieser Konstruktionsarten unter Beweis zu stellen, fertigen wir gemeinsam mit Dr. Thomas Suranyi und Lyndon F Cooper DDS PhD jeden Monat einige Arbeiten dieser Art.

Bevor wir mit der endgültigen Restauration anfangen, fräsen wir die gesamte Arbeit in Kunststoff. Sie bleibt über einen längeren Zeitraum im Mund des Patienten. Das gibt die Möglichkeit, Passung, Okklusion und Ästhetik zu prüfen. Ist der Patient zufrieden und sind alle Anforderungen an die Hygiene erfüllt, dann kann die Arbeit über einen Doppelscan in Prettau Zirkon umgesetzt werden.

Die bukkalen Teile wurden verblendet und das Zahnfleisch in rosafarbener Keramik realisiert. So haben wir eine sehr stabile Restauration mit großer Nachhaltigkeit.



100% Kunststoff

Die Prettau Bridge

Dr. Thomas Suranyi und Lyndon F Cooper DDS PhD – University of North Carolina

Georg Walcher und Mauricio Cuéllar – Zirkonzahn Education Center



Zirkonzahn®



Gefräst mit dem CAD/CAM System 5-TEC

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



WEAA5328=

Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen. Version: 15.07.2013