

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology




100% PRETTAU[®] ZIRKON - MADE BY CAD/CAM

„Zirkon braucht Helden“ Enrico Steger

Prettau® Zirkon

Der Oberkiefer wurde auf 8 Abutments mit Innenhex zementiert, die Zähne 16-17 und 26-27 wurden zum Zwecke des problemloseren Zementierens und der besseren Hygiene nicht mit der Frontzahnbrücke verblockt. Danach wurde der Unterkiefer auf 8 Implantaten mit Innenhex verschraubt und auf Titanbasen verklebt, um Passivität im Mund zu gewährleisten.

Auf Grund unserer jahrelangen Erfahrung sind wir zur Erkenntnis gelangt, dass gewisse zahntechnische Arbeiten dem Zahnarzt, Patienten und - warum nicht? - auch uns Zahntechnikern selbst erhöhte Garantie gewährleisten können, wenn sie mit Prettau® Zirkon ausgeführt werden. Hierbei muss man sicherlich bei Planung und Übertragung der Registrierungen auf größere Sorgfalt achten. Dies gibt uns die Möglichkeit, hervorragende Ergebnisse in Hinsicht von Funktion zu erschaffen, ohne dabei den ästhetischen Blickpunkt aus den Augen zu verlieren.



Die Prettau® Bridge

Luca Nelli, Italien

Dr. Paolo Sandri, Italien



Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



WEAA5331=

Gefräst mit dem CAD/CAM System 5-TEC