

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



PRETTAU® 2 – MINI-CUTBACK

Individuell gestaltet nach Zirkonzahn Kultur

PRETTAU® 2 STRUKTUR 100 % DIGITAL ERSTELLT, MINIMAL ÄSTHETISCH VERBLENDET

Zirkonmaterialien unterscheiden sich im Hinblick auf Transluzenz und Festigkeit. Bei Prettau® 2 ist es gelungen, außerordentliche Biegefestigkeit mit exzellenter Transluzenz zu kombinieren. Durch diese besondere Eigenschaftskombination kann Prettau® 2 hervorragend für monolithisch gestaltete Versorgungen eingesetzt werden. Eine natürliche Farbgebung wird durch die Koloration mit Einfärbeflüssigkeiten (wahlweise individuelle Bemalung oder Tauchtechnik) und Malfarben ICE Stains 3D by Enrico Steger erzielt. Weitere Gestaltungsfreiräume gibt es bei der Verblendung. Die Transluzenzwerte erlauben die monolithische Gestaltung sowohl im Front- als auch im Seitenzahnbereich. Für besonders patientenindividuelle Ergebnisse sind aber auch klassische Reduzierung oder ein Mini-Cutback möglich. Beides kann entweder digital oder manuell vorgenommen werden. Durch ein Mini-Cutback und minimale Verblendung mit Keramik ICE Ceramics entsteht bereits nach einem einzigen Keramikbrand ein sehr schönes Ergebnis. Mit Prettau® 2 Zirkonstrukturen können Patienten also individuell, ästhetisch und äußerst langlebig versorgt werden.





NEU! PRETTAU® 2

- Besonders hochtransluzentes Zirkon mit außerordentlicher Biegefestigkeit
- Keine Limitationen! Besonders geeignet für zirkuläre Brücken (vollanatomisch oder reduziert zur Verblendung mit Keramik), aber auch für Einzelkronen, Inlays, Onlays, Veneers, Stege und mehrgliedrige Brücken verwendbar
- Kein Keramikchipping (durch vollanatomische Gestaltung), keine Abrasion gegenüber dem Antagonisten
- Patientenindividuell charakterisierbar mit Colour Liquids Prettau® 2 Aquarell, Keramik ICE Ceramics und Malfarben ICE Stains 3D by Enrico Steger
- Als Prettau® 2 Dispersive® auch voreingefärbt mit natürlichem Farbverlauf erhältlich



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com



NEU! FRÄSGERÄT-SERIE M2

Jetzt mit neuem Blank Repositioner Orbit zum Entnehmen und erneutem Einspannen von Blanks mit 5 µm Genauigkeit sowie Blankaufnahmen von Materialronden mit bis zu ø 125 mm, Glaskeramik/Komposit, Raw-Abutments® und JawPositioner



WEAB3538DE=