

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



PRETTAU[®] ANTERIOR[®]

WIEDER WAS DAZUGELERNT

PRETTAU® ANTERIOR®

EIGENSCHAFTEN IM ÜBERBLICK:

- *Neues Zirkon – so transparent wie Lithium-Disilikat*
- *besonders geeignet für den Frontzahnbereich*
- *Festigkeit: 670 MPa (School of Dental Medicine, University of Pennsylvania)*
- *für Einzelkronen, Inlays, Onlays, Veneers, max. dreigliedrige Brücken (vollanatomisch oder reduziert) aus Zirkon*
- *absolut biokompatibel*
- *Rohlinge in verschiedenen Höhen erhältlich*
- *Sintertemperatur: 1500 °C*
- *individualisierbar mit Colour Liquid Prettau® Anterior® Aquarell, ICE Zirkon Keramik sowie den ICE Zirkon Malfarben Prettau® und ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger*



Prettau® Anterior® gebräut

Prettau® Anterior® eingefärbt mit Colour Liquid Pro



Prettau® Anterior® gesintert und bemalt mit ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger



Prettau® Anterior® Aquarell

Prettau® Anterior® gesintert

Zirkonzahn®

VORTRAGSTERMINE
**ENRICO
STEGER**

WWW.ZIRKONZAHN.COM



Frontzahnästhetik mit Prettau® Anterior®

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com



Prettau® Anterior®



Prettau® Zirkon



WEAA5377=

Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen. Version: 09.11.2015