

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



PRETTAU[®] ANTERIOR[®]




PRETTAU® ANTERIOR®

Prettau® Anterior® ist ein *neues und äußerst biokompatibles Zirkonmaterial*, das aufgrund seiner hervorragenden ästhetischen Eigenschaften und seiner erhöhten Transparenz speziell für den Frontzahnbereich ausgelegt ist. Prettau® Anterior® ist auch für Seitenzähne besonders gut geeignet.

- höhere Transparenz durch optimierte Mikrostruktur des Zirkons
- Festigkeit: 670 MPa (School of Dental Medicine, University of Pennsylvania)
- Indikationen: metallfreie Teil- und Einzelkronen, Inlays, Onlays, Veneers, max. dreigliedrige Brücken
- für vollanatomische oder reduzierte Strukturen zum Verblenden mit Keramik
- kürzere Sinterdauer aufgrund einer Sinterendtemperatur von 1500 °C
- kann trocken und mit herkömmlichen Zirkonfräsern bearbeitet werden
- individualisierbar mit Colour Liquid Prettau® Anterior® Aquarell, ICE Zirkon Keramik sowie ICE Zirkon Malfarben Prettau® und ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger





Inlays und Onlays aus Prettau® Anterior® bemalt mit Colour Liquid Prettau® Anterior® Aquarell



Inlays und Onlays aus Prettau® Anterior® bemalt mit ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger



Seitenzahnästhetik mit Prettau® Anterior® bemalt mit ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com



Prettau® Anterior®



Prettau® Zirkon



WEAA5376=