

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



PRETTAU[®] ANTERIOR[®]



ERHÖHE DEINEN PREIS MIT PRETTAU® ANTERIOR®

Transparent und biegefest! Das neue Zirkonmaterial ist speziell für Frontzahnrestaurationen konzipiert, jedoch auch für Seitenzähne besonders gut geeignet. Prettau® Anterior® kann trocken und mit herkömmlichen Zirkonfräsern bearbeitet werden und bildet somit eine ideale Alternative zu Lithium-Disilikat!

- doppelt so biegefest wie Lithium-Disilikat: 670 MPa (School of Dental Medicine, University of Pennsylvania)
- hervorragende ästhetische Eigenschaften
- erhöhte Transparenz für perfekte Lichttransmission bei gleichzeitiger guter Maskierung des Untergrundes
- besonders alterungsbeständig
- für vollanatomische oder reduzierte Strukturen zum Verblenden mit Keramik
- kürzere Sinterdauer aufgrund einer Sinterendtemperatur von 1500 °C
- in verschiedenen Blockgrößen erhältlich
- Indikationen: metallfreie Teil- und Einzelkronen, Inlays, Onlays, Veneers, max. dreigliedrige Brücken





Zirkonzahn®

VORTRAGSTERMINE
**ENRICO
STEGER**

WWW.ZIRKONZAHN.COM

Seitenzahndästhetik mit Prettau® Anterior® bemalt mit ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com



Prettau® Anterior®



Prettau® Zirkon



WEAA5374=

Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen. Version: 06.11.2015