

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



PRETTAU[®] ANTERIOR

WIEDER WAS DAZUGELERNT

PRETTAU® ANTERIOR

EIGENSCHAFTEN IM ÜBERBLICK:

- *Neues Zirkon* – so transparent wie Lithium-Disilikat
- besonders geeignet für den Frontzahnbereich
- Festigkeit: 670 MPa (School of Dental Medicine, University of Pennsylvania)
- für Einzelkronen, Inlays, Onlays, Veneers, max. dreigliedrige Brücken (vollanatomisch oder reduziert) aus Zirkon
- absolut biokompatibel
- Rohlinge in verschiedenen Höhen erhältlich
- Sintertemperatur: 1500 °C
- individualisierbar mit Colour Liquid Prettau® Anterior Aquarell, ICE Zirkon Keramik sowie den ICE Zirkon Malfarben Prettau® und ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger



Prettau® Anterior gefräst

Prettau® Anterior eingefärbt mit Colour Liquid Prettau®



Prettau® Anterior gesintert und bemalt mit ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger



Prettau® Anterior Aquarell

Prettau® Anterior gesintert

Zirkonzahn®

VORTRAGSTERMINE
**ENRICO
STEGER**

WWW.ZIRKONZAHN.COM



Frontzahnästhetik mit Prettau® Anterior

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com



Prettau® Anterior



Prettau® Zirkon



WEAA5377=