

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



PRETTAU[®] ANTERIOR



Zirkonzahn®



*Vollanatomische Strukturen aus Prettau® Anterior
bemalt mit ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger*



PRETTAU® ANTERIOR

Prettau® Anterior ist ein *neues und äußerst biokompatibles Zirkonmaterial*, das aufgrund seiner hervorragenden ästhetischen Eigenschaften und seiner erhöhten Transparenz speziell für den Frontzahnbereich ausgelegt ist. Prettau® Anterior ist auch für Seitenzähne besonders gut geeignet.

- höhere Transparenz durch optimierte Mikrostruktur des Zirkons
- Festigkeit: 670 MPa (School of Dental Medicine, University of Pennsylvania)
- Indikationen: metallfreie Teil- und Einzelkronen, Inlays, Onlays, Veneers, max. dreigliedrige Brücken
- für vollanatomische oder reduzierte Strukturen zum Verblenden mit Keramik
- kürzere Sinterdauer aufgrund einer Sinterendtemperatur von 1500 °C
- kann trocken und mit herkömmlichen Zirkonfräsern bearbeitet werden
- individualisierbar mit Colour Liquid Prettau® Anterior Aquarell, ICE Zirkon Keramik sowie ICE Zirkon Malfarben Prettau® und ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger





Frontzahnästhetik mit Prettau® Anterior bemalt mit ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com



Prettau® Anterior



Prettau® Zirkon



WEAA5375=