

PARA LOS CLIENTES QUE APRECIAS.

PRETTAU®

LA MÁS CARA

ZIRCONIA PRETTAU® HECHA CON ORGULLO!

Sin la zirconia no habría Zirkonzahn. Profundamente convencido de las propiedades de este material, decidí sacar lo mejor de él para nosotros los protésicos dentales. Tomó mucho más de lo que yo pensaba inicialmente: materias primas de alta calidad, costosos procesos de producción y depuración, conceptos de coloración, instrumentos de elaboración, hornos de sinterización, estrategias de fresado manuales y posteriormente digitales, técnicas de trabajo ... siempre buscando nuevas y mejores soluciones! Nunca nos dimos por vencidos. Todo fue estudiado hasta el último detalle y luego ensamblado para crear nuestra zirconia Prettau®, como si se tratara de un gran rompecabezas. Prettau®: un nombre profundamente ligado al Sudtirool, mi tierra natal. Un compromiso y una promesa. Queremos que el camino de Prettau® siga la dirección del diseño monolítico. La zirconia es y seguirá siendo nuestra pasión y nuestro orgullo.

*Puede contar con ello!
Enrico Steger*

Dispersive®: zirconia precoloreada caracterizada desde la fase de producción por matices de color naturales, gracias a una técnica especial que no distribuye los colores en capas, sino que los “dispersa” de forma homogénea. El resultado después de la sinterización es un tono armonioso de color que puede ser caracterizado manualmente a voluntad.



PRETTAU®

Translucidez
★★★★☆

Resistencia a la flexión
★★★★★
(hasta arcadas completas)

Sin graduación de colores
Pintura individual con Colour Liquids



Temperatura de sinterización
1600 °C

Diseño monolítico posible en la región posterior



PRETTAU®
2

Translucidez
★★★★☆

Resistencia a la flexión
★★★★★
(hasta arcadas completas)

Sin graduación de colores
Pintura individual con Colour Liquids



Temperatura de sinterización
1600 °C

Diseño monolítico posible en la región anterior y posterior



PRETTAU®
2
DISPERSIVE®

Translucidez
★★★★☆☆

Resistencia a la flexión
★★★★★
(hasta arcadas completas)

Con graduación de colores
Opcional: acentuación con Colour Liquid Intensiv



Temperatura de sinterización
1600 °C

*Diseño monolítico posible en la región anterior
y posterior*



PRETTAU®
4
ANTERIOR®

Translucidez
★★★★★

Resistencia a la flexión
★★★★☆☆
(hasta puentes de tres unidades)

Sin graduación de colores
Pintura individual con Colour Liquids



Temperatura de sinterización
1500 °C

*Diseño monolítico posible en la región anterior
y posterior*



PRETTAU®
4
ANTERIOR® DISPERSIVE®

Translucidez
★★★★★

Resistencia a la flexión
★★★★☆☆
(hasta puentes de tres unidades)

Con graduación de colores
Opcional: acentuación con Colour Liquid Intensiv



Temperatura de sinterización
1500 °C

*Diseño monolítico posible en la región anterior
y posterior*

Zirkonzahn®



PRETTAU® 2 DISPERSIVE® DISEÑO MONOLÍTICO (13-23)

PD Samuele Zanini – Zirkonzahn Education Center Brunico

Todas las informaciones son sin garantía y están sujetas a cambios. Salvo error u omisión. Versión: 17/12/2018



WEAB5367ES

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com
Si desea conocer a nuestros afiliados comerciales en su propio país, consulte nuestra página web