


# Zirkonzahn®

*Human Zirconium Technology*




**ALL ZIRCONIA**

## *Técnica combinada 100% en zirconia*

No sólo una buena comodidad sino también una excelente posibilidad de limpieza, se garantizan al paciente con: un puente Prettau sobre 4 implantes de  $ZrO_2$  y anclajes locator (Camlog) en el maxilar superior y un puente Prettau sobre 4 telescópicas (2 de ellas sobre implantes) y conectores TK1 activables en el maxilar inferior.

La estratificación se limita a la encía en cerámica, cuyo cuerpo también ha sido fresado de una pieza de  $ZrO_2$ . Las fotografías muestran los soportes para las telescópicas o matrices de los anclajes y el apoyo homogéneo 100% de zirconia sobre la encía desde el punto de vista basal.



## *Resultado final de los puentes Prettau desarmables*

Maestro Protésico Dental Alexander Kanotscher, Austria

Visite la página [www.zahnprofi.at](http://www.zahnprofi.at) si desea ver todos los pasos del proceso.



# Zirkonzahn®



## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

*ZIRKONZAHN World Wide - José Luis Ayuso - C/Isaac Albéniz, 1 - 08210 Barberà del Vallès - Barcelona  
Teléfono: +34 937 290390 - Fax: +34 937 290450 - Email: iberica@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com*



*Fresado con el sistema de fresado de Zirkonzahn*



WEAA5606=