

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



ALL ZIRCONIA

DIVIDE ET IMPERA „Divide y vencerás“

No siempre nos encontramos con los implantes en la situación ideal en relación con la estética apropiada para el paciente, en estos casos debemos utilizar un sistema de construcción de la prótesis con una interfase que nos corrija esta situación.

En este caso que presentamos realizamos una estructura en zirconia en la que tallamos los dientes en forma de muñones para recibir encima dientes individuales y así la posición de los dientes no dependerá de la de los implantes. Otra importante ventaja será que si necesitamos hacer alguna rectificación en un diente después de colocarla prótesis en boca, se convertirá sólo en la modificación de un diente y no de toda una rehabilitación.



„Alcanzaremos el éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso” (C.C. Cortez)

Xavier Balmes, España



Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

*ZIRKONZAHN World Wide - José Luis Ayuso - C/Isaac Albéniz, 1 - 08210 Barberà del Vallès - Barcelona
Teléfono: +34 937 290390 - Fax: +34 937 290450 - Email: iberica@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com*



Fresado con el sistema de fresado de Zirkonzahn