

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



ALL ZIRCONIA

Zirconia Prettau

Antes de la sinterización, el puente de Prettau fue coloreado en dos colores aplicando los colores especiales (Colour Liquid Prettau) con un pincel carente de metal.

Debido a la importante divergencia de los implantes en la región premolar, hubo que preparar una estructura secundaria. Ésta fue fijada al componente primario mediante un atornillado. La estructura en conjunto es de 100% zirconia. Sólo la zona rosa se cubrió con ICE Cerámica Tissue de varios colores.



Zirconia Prettau

Georg Walcher, Sudtirolo (Italia) y Dr. Fernando Rojas-Vizcaya, España



Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

*ZIRKONZAHN World Wide - José Luis Ayuso - C/Isaac Albéniz, 1 - 08210 Barberà del Vallès - Barcelona
Teléfono: +34 937 290390 - Fax: +34 937 290450 - Email: iberica@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com*



Fresado con el sistema de fresado de Zirkonzahn



WEAA5608=