

# Zirkonzahn®

*Human Zirconium Technology*



**100% ZIRCONIA PRETTAU® - MADE BY CAD/CAM**

*“La zirconia necesita héroes” Enrico Steger*



*Zirkonzahn World Wide*



*Zirkonzahn Alemania*



*Zirkonzahn USA*




*Zirkonzahn México*

## *Zirconia Prettau®*

La prótesis superior ha sido cementada sobre 8 implantes con hexágono interno, pero sin ferulizar los dientes 16-17 y 26-27 al puente anterior, con el fin de facilitar la cementación y garantizar una mejor higiene dental.

Luego se ha pasado a la prótesis inferior, que ha sido atornillada sobre 8 implantes con hexágono interno y pegada sobre bases de titanio para asegurar la pasividad de la estructura protésica en la boca.

Nuestra experiencia de varios años nos permite afirmar que determinados trabajos protésicos, si se realizan con Zirconia Prettau®, ofrecen mayores garantías al dentista, al paciente y también a nosotros, los protésicos dentales. El uso de esta técnica requiere, por supuesto, un mayor cuidado en el diseño y en la elaboración de las prótesis, pero también nos ofrece la posibilidad de obtener extraordinarios resultados en términos de funcionalidad sin comprometer el aspecto estético.



## *El Prettau® Bridge*

Luca Nelli, Italia

Dr. Paolo Sandri, Italia




# Zirkonzahn®



## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

*ZIRKONZAHN World Wide - José Luis Ayuso - C/Isaac Albéniz, 1 - 08210 Barberà del Vallès - Barcelona  
Teléfono: +34 937 290390 - Fax: +34 937 290450 - Email: iberica@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com*



WEAA5631=

*Fresado con el sistema CAD/CAM 5-TEC de Zirkonzahn*