

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



PRETTAU[®] ANTERIOR[®]

HEMOS APRENDIDO ALGO MÁS

PRETTAU® ANTERIOR®

CARACTERÍSTICAS:

- **Nueva zirconia** – tan transparente como el disilicato de litio
- Ideal para restauraciones dentales anteriores
- Más resistente que el disilicato de litio: 670 MPa
(School of Dental Medicine, University of Pennsylvania)
- 100% biocompatible
- Bloques disponibles en diferentes alturas
- Temperatura de sinterización: 1500 °C
- Compatible con toda la gama de Colour Liquid Prettau® Anterior® Aquarell, Cerámica ICE Zirkon Keramik, Stains ICE Zirkon Malfarben Prettau® e ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger
- **INDICACIONES:** Para coronas individuales, inlays, onlays, veneers, puentes de máx. 3 elementos completamente anatómicos o reducidos



Prettau® Anterior® fresada

Prettau® Anterior® coloreada con Colour Liquid Prettau®



Prettau® Anterior® sinterizada y caracterizada con los stains ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger



Prettau® Anterior® Aquarell

Prettau® Anterior® sinterizada

Zirkonzahn®

FECHAS DE
CONFERENCIAS CON
**ENRICO
STEGE**

WWW.ZIRKONZAHN.COM



La estética perfecta de los dientes anteriores con Prettau® Anterior®

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

Si desea conocer a nuestros partners oficiales en su propio país, consulte nuestra página web



Prettau® Anterior®



Zirconia Prettau®



WEAA5677=