

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



PRETTAU[®] ANTERIOR[®]



PRETTAU® ANTERIOR®

Prettau® Anterior® es un *nuevo material de zirconia particularmente biocompatible*, que gracias a sus excepcionales propiedades estéticas y alta transparencia, fue diseñado especialmente para restauraciones de dientes anteriores. Es también apropiado para los dientes posteriores.


CARACTERÍSTICAS:

- Mayor transparencia debido a la microestructura optimizada del óxido de zirconio
- Más resistente que el disilicato de litio: 670 MPa (School of Dental Medicine, University of Pennsylvania)
- Se elabora en seco con fresas convencionales para zirconia
- Menor tiempo de sinterización por su temperatura de sinterización final de 1500 °C
- Personalizable gracias a la combinación con una amplia gama de productos: Colour Liquid Prettau® Anterior® Aquarell, Cerámica ICE Zirkon, Stains ICE Zirkon Malfarben Prettau® e ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger

INDICACIONES:

- Coronas individuales, inlays, onlays, veneers y puentes de máx. 3 elementos
- Restauraciones completamente anatómicas, así como para estratificarse con cerámica





Inlays y onlays hechos de Prettau® Anterior® coloreados con Colour Liquid Prettau® Anterior® Aquarell



Prettau® Anterior® sinterizada y coloreada con Stains ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger

Zirkonzahn®

FECHAS DE
CONFERENCIAS CON
**ENRICO
STEGER**

WWW.ZIRKONZAHN.COM



La estética perfecta de los dientes posteriores hecha con Prettau® Anterior® caracterizada con ICE Zirkon Stains 3D by Enrico Steger

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

Si desea conocer a nuestros partners oficiales en su propio país, consulte nuestra página web



Prettau® Anterior®



Zirconia Prettau®



WEAA5676=

Todas las informaciones están sujetas a cambios. Salvo error u omisión. Versión: 09/11/2015