

**Zirkonzahn<sup>®</sup>**

*Human Zirconium Technology*



**PRETTAU<sup>®</sup> ANTERIOR<sup>®</sup>**



Zirkonzahn®



*Estructuras completamente anatómicas hechas de Prettau® Anterior®  
sinterizadas y coloreadas con Stains ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger*



# PRETTAU® ANTERIOR®

Prettau® Anterior® es un *nuevo material de zirconia particularmente biocompatible*, que gracias a sus excepcionales propiedades estéticas y su alta transparencia, fue diseñado especialmente para restauraciones de dientes anteriores. Es también apropiado para los dientes posteriores.

## CARACTERÍSTICAS:

- Mayor transparencia debido a la microestructura optimizada del óxido de zirconio
- Más resistente que el disilicato de litio: 670 MPa  
(Certificado de la School of Dental Medicine, University of Pennsylvania)
- Se elabora en seco con fresas convencionales para zirconia
- Menor tiempo de sinterización por su temperatura de sinterización final de 1500 °C
- Personalizable gracias a la combinación con una amplia gama de productos:  
Colour Liquid Prettau® Anterior® Aquarell, Cerámica ICE Zirkon Keramik,  
Stains ICE Zirkon Malfarben Prettau® e ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger

## INDICACIONES:

- Coronas individuales, inlays, onlays, veneers y puentes de máx. 3 elementos
- Restauraciones completamente anatómicas, así como para estratificarse con cerámica



# Zirkonzahn®

FECHAS DE  
CONFERENCIAS CON  
**ENRICO  
STEGER**

WWW.ZIRKONZAHN.COM



*La estética perfecta de los dientes anteriores con Prettau® Anterior® sinterizada y coloreada con Stains ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger*

## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

*ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com*

*Si desea conocer a nuestros partners oficiales en su propio país, consulte nuestra página web*



*Prettau® Anterior®*



*Zirconia Prettau®*



WEAA5675=

*Todas las informaciones están sujetas a cambios. Salvo error u omisión. Versión: 09/11/2015*