

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



PRETTAU® ANTERIOR®



¡INCREMENTA TU PRECIO CON PRETTAU® ANTERIOR®!

¡Más transparente y resistente a la flexión! Este nuevo material de zirconia fue diseñado especialmente para restauraciones de dientes anteriores, pero es también apropiado para los dientes posteriores. Prettau® Anterior® puede sustituir el disilicato de litio en tu laboratorio!

- *Doble resistencia a la flexión comparado con el disilicato de litio: 670 MPa (Certificado de la School of Dental Medicine, University of Pennsylvania)*
- *Excelente estética*
- *Elevada transparencia del material para una transmisión de luz ideal y perfecta mimetización con las estructuras de soporte*
- *Particularmente resistente al envejecimiento*
- *Se elabora en seco con fresas convencionales para zirconia*
- *Se puede personalizar*
- *Menor tiempo de sinterización debido a su temperatura final de 1500 °C*
- *Bloques disponibles en diferentes tamaños*

INDICACIONES:

- *Coronas individuales, inlays, onlays, facetas, puentes de máx. 3 elementos*
- *Para estructuras completamente anatómicas o reducidas para estratificarse con cerámica*





Zirkonzahn®

FECHAS DE
CONFERENCIAS CON
**ENRICO
STEGER**

WWW.ZIRKONZAHN.COM

La estética perfecta de los dientes posteriores con Prettau® Anterior®, coloreada con los Stains ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

Si desea conocer a nuestros partners oficiales en su propio país, consulte nuestra página web



Prettau® Anterior®



Zirconia Prettau®



WEAA5674=

Todas las informaciones están sujetas a cambios. Salvo error u omisión. Versión: 06/11/2015