

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



PRETTAU[®] ANTERIOR[®]



REHABILITACIÓN COMPLETA DE LA ARCADA SUPERIOR E INFERIOR CON PRETTAU® ANTERIOR®

En el presente caso la situación inicial se caracterizaba por un fuerte desgaste de todas las caras oclusales en ambas arcadas y por la ausencia de los dientes 16 y 46. Dado que tanto la encía como el tejido dentario natural se encontraban en buenas condiciones, decidimos instaurar un tratamiento con coronas y con puentes de tres unidades para sustituir los dientes ausentes.

En relación a las exigentes necesidades del caso debido a las cargas oclusales, no fue difícil tomar una decisión sobre el material más adecuado para resolverlo: se utilizó la zirconia Prettau® Anterior®, que ofrece 670 MPa de resistencia a la flexión.

Partiendo de la anatomía completa los dientes anterosuperiores y anteroinferiores, éstos se redujeron muy poco para poder utilizar una capa muy fina de cerámica en vestibular. Es importante que el borde incisal siga siendo totalmente anatómico en el área funcional, para dejar una especie de “borde de protección”.
Esto permite evitar la fractura o “chipping” de la cerámica.



Zirkonzahn®



Se utilizó Prettau® Anterior® para confeccionar tanto las partes funcionales como las partes estéticas de la restauración.

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com



Rehabilitación completa con Prettau® Anterior® terminada.



WEAA5671=

Todas las informaciones están sujetas a cambios. Salvo error u omisión. Versión: 04/11/2015