


**Zirkonzahn®**

*Human Zirconium Technology*



## **EL ARTE DE LA COLORACIÓN DE LA ZIRCONIA**

*Colour Liquid para sus obras maestras de Zirconia Prettau®*



# PUENTES PRETTAU®

## INFILTRADOS CON LOS COLOUR LIQUID USANDO UNA TÉCNICA ESPECIAL DE ZIRKONZAHN

*Los Colour Liquid de Zirkonzahn son hechos a base de agua, libres de ácido, con pigmentos de coloración calcinables al 100%.*

*Se caracterizan por su biocompatibilidad y sirven como marcador, ya que permiten orientarse al momento de trabajar, logrando una caracterización precisa e individual distribuyendo las sombras y la graduación del color.*

*Al sinterizar las estructuras en el horno de sinterización Zirkonofen 700, los bio pigmentos se fijan en la estructura, obteniendo así el color dental deseado.*

*El trabajo se estratifica con cerámica ICE Zirkon Keramik, se caracteriza con los ICE Zirkon 3D Stains by Enrico Steger y al final se glasea obteniendo este resultado:*





Zirkonzahn®



**CURSO: PRETTAU® BRIDGE AESTHETICS B**

*La estética perfecta de los dientes anteriores en zirconia prettau® con estratificación de la encía*

# HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – [info@zirkonzahn.com](mailto:info@zirkonzahn.com) – [www.zirkonzahn.com](http://www.zirkonzahn.com)

*Si desea conocer a nuestros afiliados comerciales en su propio país, consulte nuestra página web*



FRESADO CON EL  
SISTEMA CAD/CAM M1  
WET HEAVY METAL



WEAA5698=

*Todas las informaciones son sin garantía y están sujetas a cambios. Salvo error u omisión. Versión: 23/02/2018*