

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology




100 % ZIRCONE « PRETTAU »

« La perfection par la persévérance » Enrico Steger

Zircone « Prettau »

Pour ce cas de restauration complète nous avons décidé de réaliser un bridge implanto-porté en zircone « Prettau » pour le maxillaire supérieur (bridge scellé). Les piliers prothétiques ont été personnalisés par fraisage et munis d'un élément de connexion en titane afin de garantir leur stabilité. Le bloc incisivo-canin mandibulaire a été fixé, lui, par vissage lingual. Pour des raisons d'esthétique, les pertes osseuses (dans le plan vertical) ont été masquées avec la céramique gingivale « Tissue ». Les dents artificielles utilisées sont 100 % zircone « Prettau ».



Bridge « Prettau »

Dr Ghadeer Thalji - Département de Prothèse de l'Université de Caroline du Nord (États Unis)

Georg Walcher - Centre de formation Zirkonzahn (Italie)



Zirkonzahn®




HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com

ZIRCONLAB - Yves PROBST - Tel +33 388 69 55 44 - zirconlab@wanadoo.fr - www.zirconlab.com

LABORATOIRE FOUQUIER - Tel +33 492537156 - rvf.lab@wanadoo.fr - www.richard-fouquier.com

ROTEC - Tel +33 240 62 11 02 - Fax +33 240 24 72 15 - contact@rotec.fr - www.rotec.fr



WEAA5716=

Fraise sans limites