


# Zirkonzahn®




*Human Zirconium Technology*



## PROVISOIRES EN COQUILLE

*Module de Logiciel CAD/CAM*









## MODULE DE LOGICIEL CAD/CAM PROVISOIRES EN COQUILLE

*Module pour la réalisation de provisoires en coquille individuels pour la restauration immédiate de l'aspect esthétique*

- *Module pour la création de provisoires en coquille individuels*
- *Restauration immédiate et esthétique pour le patient*
- *Paramètres ajustables: profondeur, type de préparation et épaisseur de la paroi*
- *Épaisseur ajustable jusqu'à 0,3 mm*
- *Importation de scans intra-oraux*

*Numéro de référence: SY0540*





## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Rotec – Tél +33 240 62 11 02 – Fax +33 240 24 72 15 – [contact@rotec.fr](mailto:contact@rotec.fr) – [www.rotec-fr.com](http://www.rotec-fr.com)

Zirkonzahn Worldwide – Tél +39 0474 066 680 – Tél +33 388 23 30 97 – [info@zirkonzahn.com](mailto:info@zirkonzahn.com)

### NOUVEAUTÉ ! FRAISEUSE M2 DUAL WET HEAVY METAL

POUR L'ÉLABORATION EN SÉRIE  
DE TOUS LES MATÉRIAUX PAR VOIE  
HUMIDE ET SÈCHE, SANS NETTOYAGE  
INTERMÉDIAIRE.

