

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



PRETTAU[®] ANTERIOR[®]

NOUS AVONS APPRIS QUELQUE CHOSE EN PLUS

PRETTAU® ANTERIOR®

APERÇU DES CARACTÉRISTIQUES:

- *Nouvelle zircone* – aussi transparente que le disilicate de lithium
- *Particulièrement adaptée pour la zone antérieure*
- *Résistance à la flexion: 670 MPa (School of Dental Medicine, University of Pennsylvania)*
- *Pour des couronnes individuelles, inlays, onlays, facettes, bridges de 3 éléments max. (complètement anatomiques ou réduits)*
- *Entièrement biocompatible*
- *Blocs disponibles en différentes hauteurs*
- *Température de sinterisation: 1500 °C*
- *À utiliser avec Colour Liquid Prettau® Anterior® Aquarell, Céramique ICE Zirkon Keramik ainsi que les Teintes Maquillantes ICE Zirkon Malfarben Prettau® et ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger*



Prettau® Anterior® fraisée

Prettau® Anterior® colorée avec Colour Liquid Prettau®



Prettau® Anterior® sinterisée et personnalisée avec les Teintes Maquillantes ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger



Prettau® Anterior® Aquarell

Prettau® Anterior® sinterisée

Zirkonzahn®

CONFÉRENCES
ZIRKONZAHN
EN FRANCE

WWW.ZIRKONZAHN.COM



Esthétique parfaite des dents antérieures avec Prettau® Anterior®

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide – Tèl +39 0474 066 680 – Tèl +33 388 23 30 97 – info@zirkonzahn.com

ROTEC – Tèl +33 240 62 11 02 – Fax +33 240 24 72 15 – contact@rotec.fr – www.rotec-fr.com



Prettau® Anterior®



Zircone Prettau®



WEAA5777=

Toutes les informations sont susceptibles de modifications. Sauf erreur ou omission. Version: 09/11/2015