

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



PRETTAU® ANTERIOR®



AUGMENTEZ VOTRE PRIX AVEC PRETTAU® ANTERIOR® !

Transparente et résistante à la flexion ! Cette nouvelle zircone est particulièrement adaptée pour les restaurations de dents antérieures, mais convient également parfaitement pour les dents postérieures. La Prettau® Anterior® peut être fraisée à sec avec des fraises normales pour la zircone pré frittée et constitue ainsi pour votre laboratoire, une alternative idéale au disilicate de lithium.

- Résistance à la flexion doublée par rapport au disilicate de lithium : 670 MPa (School of Dental Medicine, University of Pennsylvania)
- Excellentes propriétés esthétiques
- Transparence élevée pour une transmission parfaite de la lumière et une bonne occultation des sous-structures
- Particulièrement résistante au temps
- Pour des structures entièrement anatomiques ou réduites, destinées à la stratification avec céramique
- Temps de sinterisation réduit en raison d'une température finale de sinterisation de 1500 °C
- Disponible en blocs de différentes dimensions
- Indications : Couronnes partielles et couronnes unitaires sans métal, inlays, onlays, facettes, bridges de 3 éléments max.





Zirkonzahn®

CONFÉRENCES
ZIRKONZAHN
EN FRANCE

WWW.ZIRKONZAHN.COM



Esthétique parfaite des dents postérieures avec Prettau® Anterior®, colorées avec les Teintes Maquillantes ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide – Tél +39 0474 066 680 – Tél +33 388 23 30 97 – info@zirkonzahn.com

ROTEC – Tél +33 240 62 11 02 – Fax +33 240 24 72 15 – contact@rotec.fr – www.rotec-fr.com



Prettau® Anterior®



Zircone Prettau®



WEAA5714=

Toutes les informations sont susceptibles de modifications. Sauf erreur ou omission. Version: 06/11/2015