

Zirkonzahn<sup>®</sup>

*Human Zirconium Technology*



**PRETTAU<sup>®</sup> ANTERIOR<sup>®</sup>**



## AUGMENTEZ VOTRE PRIX AVEC PRETTAU® ANTERIOR® !

**Transparente et résistante à la flexion !** Cette nouvelle zircone est particulièrement adaptée pour les restaurations de dents antérieures, mais convient également parfaitement pour les dents postérieures. La Prettau® Anterior® peut être fraisée à sec avec des fraises normales pour la zircone pré frittée et constitue ainsi pour votre laboratoire, une alternative idéale au disilicate de lithium.

- Résistance à la flexion doublée par rapport au disilicate de lithium : 670 MPa (School of Dental Medicine, University of Pennsylvania)
- Excellentes propriétés esthétiques
- Transparence élevée pour une transmission parfaite de la lumière et une bonne occultation des sous-structures
- Particulièrement résistante au temps
- Pour des structures entièrement anatomiques ou réduites, destinées à la stratification avec céramique
- Temps de sinterisation réduit en raison d'une température finale de sinterisation de 1500 °C
- Disponible en blocs de différentes dimensions
- Indications : Couronnes partielles et couronnes unitaires sans métal, inlays, onlays, facettes, bridges de 3 éléments max.





# Zirkonzahn®

CONFÉRENCES  
ZIRKONZAHN  
EN FRANCE

WWW.ZIRKONZAHN.COM



*Esthétique parfaite des dents postérieures avec Prettau® Anterior®, colorées avec les Teintes Maquillantes ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger*

## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

*ZIRKONZAHN Worldwide – Tèl +39 0474 066 680 – Tèl +33 388 23 30 97 – info@zirkonzahn.com*

*ROTEC – Tèl +33 240 62 11 02 – Fax +33 240 24 72 15 – contact@rotec.fr – www.rotec-fr.com*



*Prettau® Anterior®*



*Zircone Prettau®*



WEAA5714=

*Toutes les informations sont susceptibles de modifications. Sauf erreur ou omission. Version: 06/11/2015*