


# Zirkonzahn<sup>®</sup>

*Human Zirconium Technology*



**ALL ZIRCONIA**

## *Protesi realizzate con tecniche ibride: Telescopio su impianti con zirconia Prettau e ponte over/denture su impianti...*

### *Ricostruzione protesica modulare*


Il caso prevede una riabilitazione totale del mascellare e del mandibolare con l'ausilio degli impianti. La protesi superiore è su quattro impianti (Locator – Camlog), realizzati in  $ZrO_2$ , mentre la protesi inferiore prevede una riabilitazione totale su quattro telescopi ibridi, di cui due su impianti, e due su attacchi TK1 attivabili. Le protesi, così realizzate, garantiscono non soltanto un ottimo risultato, ma anche una eccellente possibilità di pulizia e tutto questo, per il paziente, è confort. Su questi lavori il rivestimento stratificato si limita esclusivamente alla gengiva in ceramica il cui corpo è stato realizzato in fresatura dall'unico pezzo in  $ZrO_2$ . Le foto illustrano il caso finito mettendo in risalto i supporti telescopici, le matrici Locator, e lo stabile appoggio in zirconia integrale sulla gengiva.



## *Risultato finale dei ponti Prettau estraibili*

ZTM Alexander Kanotscher, Austria

Troverete l'intero decorso in [www.zahnprofi.at](http://www.zahnprofi.at)




# Zirkonzahn®



## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - [info@zirkonzahn.com](mailto:info@zirkonzahn.com) - [www.zirkonzahn.com](http://www.zirkonzahn.com)



*Fresato con il sistema di fresatura Zirkonzahn*