

# Zirkonzahn<sup>®</sup>

*Human Zirconium Technology*



**ALL ZIRCONIA**

## *Zirconia Prettau*

Il Prettau Bridge è stato infiltrato, con due colori prima della sinterizzazione, applicando i colori speciali (Colour Liquid Prettau) con un pennello esente da metallo.

E' stato necessario preparare una struttura secondaria a causa della divergenza assiale della protesi nelle regioni premolare . La struttura è stata fissata alla parte protesica primaria per mezzo di un raccordo a vite. L'insieme della costruzione è costituito da 100 % di zirconia e soltanto la zona di color rosa è stata rivestita con ICE Ceramica Tissue di colore diverso.



## *Zirconia Prettau*

Georg Walcher, Alto Adige e Dr. Fernando Rojas-Vizcaya, Spagna



# Zirkonzahn®



## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - [info@zirkonzahn.com](mailto:info@zirkonzahn.com) - [www.zirkonzahn.com](http://www.zirkonzahn.com)



*fresato con il sistema Zirkonzahn*



WEAA5808=