

# Zirkonzahn®

*Human Zirconium Technology*




**100% ZIRCONIA PRETTAU**

*„Con zelo verso la perfezione“ Enrico Steger*

## *Prettau Zirconia*

Per realizzare questo trattamento completo, nel mascellare superiore, abbiamo scelto, un ponte, in Prettau Zirconia cementato. Gli abutment sono stati fresati individualmente, infiltrati con due colori e provvisti di un connettore in titanio per garantirne la stabilità. La parte anteriore, del mascellare inferiore, è stata avvitata a livello linguale. Per quanto riguarda l'effetto estetico della gengiva, per evitare i denti lunghi a causa della perdita dell'osso verticale, è stata stratificata con ceramica Tissue dell'opportuno colore della gengiva. I denti sono in Prettau Zirconia al 100%.



## *Il Prettau Bridge*

Dr. Ghadeer Thalji - University of North Carolina, Department of Prosthodontics

Georg Walcher - Zirkonzahn Education Center



# Zirkonzahn®



## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



*Fresare senza limiti*



WEAA5816=