

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology




100% ZIRCONIA PRETTAU

„Con zelo verso la perfezione“ Enrico Steger

Prettau Zirconia

Per realizzare questo trattamento completo, nel mascellare superiore, abbiamo scelto, un ponte, in Prettau Zirconia cementato. Gli abutment sono stati fresati individualmente, infiltrati con due colori e provvisti di un connettore in titanio per garantirne la stabilità. La parte anteriore, del mascellare inferiore, è stata avvitata a livello linguale. Per quanto riguarda l'effetto estetico della gengiva, per evitare i denti lunghi a causa della perdita dell'osso verticale, è stata stratificata con ceramica Tissue dell'opportuno colore della gengiva. I denti sono in Prettau Zirconia al 100%.



Il Prettau Bridge

Dr. Ghadeer Thalji - University of North Carolina, Department of Prosthodontics

Georg Walcher - Zirkonzahn Education Center



Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



Fresare senza limiti



WEAA5816=