

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



100% ZIRCONIA PRETTAU

„Con zelo verso la perfezione“ Enrico Steger

Zirconia Prettau

Il presente caso clinico dovrebbe essere realizzato per mezzo di un ponte in zirconia integrale Prettau su 6 impianti Straumann nella mascella superiore. I molari 17 e 27 fortemente pronunciati hanno reso necessario un sostegno supplementare tramite un telescopio primario. Gli impianti si trovavano in una posizione marcatamente vestibolare, per cui è stato soltanto possibile approntare un ponte avvitato nell'area oclusale con segmenti supplementari avvitati orizzontalmente. Questi elementi avvitati collateralmente con il sistema Screw-Tec sono stati inseriti in una sottostruttura che è stata fresata con 0°. I denti anteriori 11, 12, 21 e 22 sono stati rivestiti con faccette.

Per quanto riguarda la gengiva in ceramica, si è rivolta l'attenzione soprattutto alla delimitazione tra la gengiva e la mucosa alveolare, all'imitazione della pigmentazione melanica presente in questa zona nonché alla caratterizzazione della gengiva marginale e aderente.



Il Prettau Bridge

Jürgen Auffarth, Austria

In collaborazione con l'odontotecnico Christian Hannker, del laboratorio odontotecnico Bellmann & Hannker (Germania)




Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



WEAA5822=

Fresare senza limiti