


Zirkonzahn®

I.P.

Human Zirconium Technology




100% ZIRCONIA PRETTAU - MADE BY CAD/CAM

„Con zelo verso la perfezione“ Enrico Steger

Zirconia Prettau

Per evidenziare la funzionalità di questi tipi di costruzione creiamo ogni mese, insieme al medico spagnolo Fernando Rojas-Vizcaya, alcuni lavori di questo tipo. Il vantaggio dei ponti Prettau avvitati occlusalmente consiste nella loro facile lavorazione e nella loro stabilità.

Grazie ad un wax-up e ad una doppia scansione, la costruzione viene realizzata in tempi brevissimi. Il sistema crea automaticamente l'accesso occlusale delle viti e la parte vestibolare dei denti frontali è stata rivestita in ceramica. Questo rappresenta il giusto compromesso fra un'estetica elevata nella parte visibile e, contemporaneamente, un'alta stabilità e robustezza nella zona dei denti laterali.



Il Prettau Bridge

Dr. Fernando Rojas-Vizcaya, Spagna

Georg Walcher – Zirkonzahn Education Center



Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



WEAA5829=

Fresato con il Zirkonzahn sistema CAD/CAM 5-TEC