

**Zirkonzahn<sup>®</sup>**

*Human Zirconium Technology*



**PRETTAU<sup>®</sup> ANTERIOR<sup>®</sup>**

**ABBIAMO APPRESO QUALCOSA IN PIÙ**

## PRETTAU® ANTERIOR®

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- **Nuova zirconia** – trasparente quanto il disilicato di litio
- Particolarmente indicata per i denti del settore anteriore
- Resistenza alla flessione: 670 MPa (School of Dental Medicine, University of Pennsylvania)
- Per corone individuali, inlay, onlay, faccette, ponti di 3 elementi (completamente anatomici o ridotti)
- Completamente biocompatibile
- Blocchi disponibili in altezze diverse
- Temperatura di sinterizzazione: 1500 °C
- Caratterizzabile con Colour Liquid Prettau® Anterior® Aquarell, ceramica ICE Zirkon Keramik, colori di pittura ICE Zirkon Malfarben Prettau® e ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger



Prettau® Anterior® fresata

Prettau® Anterior® colorata con i Colour Liquid Pre



*Prettau® Anterior® sinterizzata e caratterizzata con i colori di pittura ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger*



*Prettau® Anterior® Aquarell*

*Prettau® Anterior® sinterizzata*

# Zirkonzahn®

**NOVITÀ  
EVENTI  
CONFERENZE**

WWW.ZIRKONZAHN.COM



*L'estetica perfetta del settore anteriore con Prettau® Anterior®*

## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

*ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com*



*Prettau® Anterior®*



*Zirconia Prettau®*



WEAA5877=

*Tutti i dati sono soggetti a modifiche. Salvo errori ed omissioni. Versione: 09/11/2015*