

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



PRETTAU[®] ANTERIOR[®]




PRETTAU® ANTERIOR®

Prettau® Anterior® di Zirkonzahn è una nuova zirconia estremamente biocompatibile.

Le sue speciali caratteristiche estetiche e la sua elevata trasparenza la rendono particolarmente indicata per l'utilizzo nella regione anteriore ma, Prettau® Anterior®, trova la sua ambientazione ideale anche nella regione posteriore.

- *Trasparenza elevata grazie alla particolare microstruttura ottimizzata dell'ossido di zirconio*
- *Resistenza alla flessione: 670 MPa (School of Dental Medicine, University of Pennsylvania)*
- *Gamma di applicazioni: strutture di corone e ponti ridotte e completamente anatomiche senza supporto metallico fino a un max. di 3 elementi, inlays, onlays e faccette*
- *Tempi di sinterizzazione ridotti grazie a una temperatura finale di sinterizzazione di 1500 °C*
- *Fresatura a secco mediante utilizzo di normali frese per zirconia pre-sinterizzata*
- *Personalizzabile per mezzo di una vasta gamma di prodotti: Colour Liquid Prettau® Anterior®, Aquarell, ceramica ICE Zirkon Keramik, colori da pittura ICE Zirkon Malfarben Prettau® e ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger*





Inlays e onlays in Prettau® Anterior® colorati con Colour Liquid Prettau® Anterior® Aquarell



Inlays e onlays in Prettau® Anterior® caratterizzati con i colori da pittura ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger

Zirkonzahn®

**NOVITÀ
EVENTI
CONFERENZE**

WWW.ZIRKONZAHN.COM



Estetica perfetta anche nel settore posteriore con Prettau® Anterior®

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com



Prettau® Anterior®



Zirconia Prettau®



WEAA5876=

Tutti i dati sono soggetti a modifiche. Salvo errori ed omissioni. Versione: 09/11/2015