

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



PRETTAU® ANTERIOR®



INCREMENTA IL TUO VALORE CON PRETTAU® ANTERIOR®

Trasparente e resistente alla flessione! Questa nuova zirconia, che è particolarmente indicata per l'utilizzo nella regione anteriore, trova la sua ambientazione ideale anche nella regione posteriore. Prettau® Anterior® può essere fresata a secco con le normali frese per zirconia pre-sinterizzata e costituisce l'alternativa ideale al disilicato di litio.

- Doppia resistenza alla flessione rispetto al disilicato di litio: 670 MPa (Certificata dalla School of Dental Medicine, University of Pennsylvania)
- Caratteristiche estetiche eccellenti
- Trasparenza elevata e bilanciata che contestualmente ne esalta l'attraversamento della luce e permette un buon occultamento delle strutture di supporto
- Particolarmente resistente all'invecchiamento
- Adatta alla realizzazione sia di strutture completamente anatomiche che di strutture ridotte da stratificare con ceramica
- Tempo di sinterizzazione ridotto grazie a una temperatura finale di sinterizzazione pari a 1500 °C
- Disponibile in diverse dimensioni di blocchi
- Gamma di applicazione: corone anatomiche e ridotte senza supporto metallico, inlays, onlays, faccette, ponti fino a un massimo di 3 elementi





Zirkonzahn®

**NOVITÀ
EVENTI
CONFERENZE**

WWW.ZIRKONZAHN.COM



Estetica perfetta anche nel settore posteriore con Prettau® Anterior®

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com



Prettau® Anterior®



Zirconia Prettau®



WEAA5874=