

# Zirkonzahn<sup>®</sup>

*Human Zirconium Technology*




**100% CYRKONU PRETTAU<sup>®</sup>**

## *Ruchoma całkowita proteza żuchwy – dożywotnia gwarancja*

Naszą ideą było stworzenie całkowicie ceramicznej ruchomej protezy w żuchwie. Poddaliśmy obróbce dwie kostki cyrkonu; obie zostały umieszczone w specjalnych uchwytach, po jednym z każdej strony. Dzięki umieszczeniu matryc teflonowych nad uchwytami osiągamy tarcie niezbędne do unieruchomienia protezy i nadania jej pozycji stabilnej. Gwarantujemy trwałość.



Kostki cyrkonu poddajemy obróbce poprzez redukcję pełnego zarysu anatomicznego ramy modelu, zapewniając jednocześnie optymalną pozycję materiału podczas odbudowy. Powstała proteza wykonana jest w 100% z cyrkonu. Jedyne różowa tkanka dziąseł jest licowana porcelaną. Efektem końcowym jest pełny ruchomy most z Zirkon Prettau®.




*Most Prettau*<sup>®</sup>

Georg Walcher, Zirkonzahn Wlochy

Dr. Nico Bühler




# Zirkonzahn®



## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN POLSKA – Białystok – Tel. +48 501 603 603 – [biuro@zirkonzahn.com.pl](mailto:biuro@zirkonzahn.com.pl) – [www.zirkonzahn.com.pl](http://www.zirkonzahn.com.pl)

ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – [info@zirkonzahn.com](mailto:info@zirkonzahn.com) – [www.zirkonzahn.com](http://www.zirkonzahn.com)



WEAA6409=

*Opracowanie Systemem Obróbki Zirkonzahn*