

# Zirkonzahn<sup>®</sup>

*Human Zirconium Technology*




**ALL ZIRCONIA**

## *Coloração da estrutura*

Depois de fresado, separou-se a estrutura do bloco de zircônia deixando uma base de suporte por lingual.

Depois usamos líquidos de coloração (Colour Liquids) tendo em conta a diferenciação entre a cor dos dentes e a cor da gengiva. Depois realizou-se secagem com lampada durante 60 minutos, seguindo de imediato para o forno de sinterização.



## *Resultado depois da sinterização*

Mestre Jurgen Auffarth – Salzburgo



# Zirkonzahn®



## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Portugal - Luis Macieira - Tel +351 217 58 62 69 - [zirkonzahnportugal@clix.pt](mailto:zirkonzahnportugal@clix.pt)

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - [info@zirkonzahn.com](mailto:info@zirkonzahn.com) - [www.zirkonzahn.com](http://www.zirkonzahn.com)



*Fresado com o sistema de fresagem Zirkonzahn*