


Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology





ALL ZIRCONIA

Técnica combinada 100% zirconia

Não somente a comodidade mas também uma perfeita higiene, se proporcionam ao paciente com uma ponte Prettau sobre 4 implantes y encaixes Locator (Camlog) no maxilar superior e uma ponte Prettau sobre 4 telescópicas (2 sobre implantes) e conexões TK1 activáveis na mandíbula .

A estratificação limita-se á zona de gengiva em cerâmica, cujo o corpo foi também fresado numa peça de zirconia. As imagens mostram os suportes para as telescópicas ou as matrizes dos encaixes e o apoio homogéneo 100% zirconia sobre a gengiva desde o lado basal.



Resultado final das pontes Prettau removíveis

Mestre técnico dental Sr. Alexander Kanotcher – Austria

Visite a página Web www.zahnprofi.at se deseja ver todos os passos do processo.



Zirkonzahn®

II Congresso Zirkonzahn & Friends em Madrid - 06.06.2009

No Congresso Zirkonzahn & Friends reúnem-se especialistas de fama internacional que apresentarão os conhecimentos mais recentes no campo da zirconia e os seus casos de pacientes mais impressionantes.

Assista ao Congresso Zirkonzahn & Friends 2009 onde os amigos da Zirkonzahn compartilharão as suas experiências e clarificam as suas dúvidas!

Informações mais detalhadas sobre o Congresso de 06 de Junho e a folha de inscrição encontram-se no site www.zirkonzahn.com ou solicite por tel +39 0474 066 666 com Sra. Annalena.



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Portugal - Luis Macieira - Tel +351 217 58 62 69 - zirkonzahnportugal@clix.pt

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com

Visite-nos no

II Congresso
Zirkonzahn and Friends

06.06.2009 em Madrid



Fresado com o sistema de fresagem Zirkonzahn



WEAA5906=