

# Zirkonzahn®

*Human Zirconium Technology*



**ALL ZIRCONIA**

## *Zirconia Prettau*

Antes da sinterização, a ponte Prettau foi pigmentada com duas cores usando os líquidos especiais (Colour Liquid Prettau) com um pincel sem ponta metálica.

Devido á grande divergência dos implantes na região pré-molar houve necessidade de realizar uma estrutura secundária. Esta será fixa á estrutura primária por micro-parafusos. Todo o trabalho é 100% zircónia sendo unicamente usada gengiva cerâmica (ICE Ceramic Tissues) de várias cores.



## *Zirconia Prettau*

Georg Walcher e Dr. Fernando Rojas - Viscaya, Espanha



# Zirkonzahn®



## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Portugal - Luis Macieira - Tel +351 217 58 62 69 - [zirkonzahnportugal@clix.pt](mailto:zirkonzahnportugal@clix.pt)

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - [info@zirkonzahn.com](mailto:info@zirkonzahn.com) - [www.zirkonzahn.com](http://www.zirkonzahn.com)



*Fresado com o sistema de fresagem Zirkonzahn*



WEAA5908=