

# Zirkonzahn<sup>®</sup>

*Human Zirconium Technology*




**NEAT\***

## *Wykorzystanie systemu CAD/CAM do wykonania stałej i ruchomej rekonstrukcji uzębienia z cyrkonu Prettau®*

Sześćdziesięcio ośmio letni pacjent nie był zadowolony ze swojej estetyki uzębienia. Naszym wyzwaniem było zrekonstruowanie pełnego uzębienia szczęki i żuchwy bez konieczności zabiegów ortodontycznych i przy minimalnej ingerencji chirurgicznej. W celu ukrycia niewłaściwych pozycji zębów własnych i przywrócenia estetyki, proporcji i właściwych kątów nachylenia koron, odbudowa została zaplanowana wraz z różowym dziąsłem z ceramiki.

Konwencjonalny Projekt został przetworzony przez system CAD/CAM w akrylowe prowizorium. Po klinicznym dopasowaniu i okresie próbnym w jamie ustnej, dopasowane już prowizorium zostało skopiowane w drodze podwójnego skanowania i wykonane z cyrkonu jako górne uzupełnienie stałe i dolne ruchome na teleskopach.



*Most Prettau*®

Dr. Nico Bühler

Mauricio Cuéllar de la Torre – Centrum Szkoleniowe Zirkonzahn



# Zirkonzahn®



## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – [info@zirkonzahn.com](mailto:info@zirkonzahn.com) – [www.zirkonzahn.com](http://www.zirkonzahn.com)



WEAA6432=

*Frezowano przy użyciu Zirkonzahn CAD/CAM System 5-TEC*