

**Zirkonzahn<sup>®</sup>**

*Human Zirconium Technology*



**PRETTAU<sup>®</sup> ANTERIOR<sup>®</sup>**

**NÓS APRENDEMOS ALGO MAIS**

## PRETTAU® ANTERIOR®

### CARACTERISTICAS:

- **Nova zirconia** – mesma transparência que o dissilicato de lítio
- Especialmente indicada para dentes anteriores
- Mais resistente que o dissilicato de lítio: 670 MPa (Certificado pela Escola de Medicina dentária, Universidade da Pensilvânia)
- Coroas unitárias, inlays, onlays, veneers, pontes max. 3 elementos (anatômicas ou reduzidas)
- Totalmente biocompatível
- Temperatura de sinterização: 1500 °C
- Blocos de diferentes alturas
- Personalizável com os Colour Liquid Prettau® Anterior® Aquarell, cerâmica ICE Zirkon Keramik e com os Stains ICE Zirkon Malfarben Prettau® e ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger



Prettau® Anterior® fresada

Prettau® Anterior® pigmentada com os Colour Liqu



*Prettau® Anterior® sinterizadas e confeccionadas com Stains ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger*



*id Prettau® Anterior® Aquarell*

*Prettau® Anterior® sinterizada*

# Zirkonzahn®

EVENTOS E  
CONFERÊNCIAS

WWW.ZIRKONZAHN.COM



*A estética perfeita dos dentes anteriores com Prettau® Anterior®*

## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

*ZIRKONZAHN Portugal – Luis Macieira – Tel +351 217 58 62 69 – zirkonzahnportugal@clix.pt*

*ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com*



*Prettau® Anterior®*



*Zirconia Prettau®*



WEAA5977=

*Sujeito a alterações técnicas; não nos responsabilizamos pela exactidão das informações. Versão: 13/01/2015*